

LightWorks

- korkean intensiteetin LED-valolaite

Moodit ja NOGIER-taajuuksien terapeuttiset kohteet

MOODI	Taajuus	Terapeuttinen kohde	RED LED energia / 15 min	NIR LED energia / 15 min
A	292 Hz	Kudokset haavat, ihon muutokset, ihottumat	88 J	102 J
B	584 Hz	Ruuansulatus ja metabolia	88 J	102 J
C	1168 Hz	Raajat, munuaiset, sukupuolielimet	88 J	102 J
D	2336 Hz	Symmetria ja toispuoleisuus	88 J	102 J
E	4672 Hz	Kipu ja hermosto	88 J	102 J
F	73 Hz	Aivot ja luusto kudoksen uusiutuminen	88 J	102 J
G	146 Hz	Aivojen kuorikerros mentaaliset häiriöt	88 J	102 J
VAKIO	0. Vakioulostulo ilman taajuutta.		32 min = 212 J	32 min = 254 J
AUTO	Käy läpi automaattisesti kaikki moodit, 4 min. jokaisessa.			

Yhteenvedona yleisimmät käyttötarkoitukset:

	Kivun lievitys	Kudoksen uusiutuminen	Liharentoutus
Moodit	E G	A B F	C D G